





歯周に関わるお口の状態（正面観）
（ポケットの深さに注意してご覧ください）


てすと 練習 様



外	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	4	2	6	4	2	4	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	外			
内	8	8	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	7	3	2	6	2	4	2	2	1	2	2	2	2	2	3	内					
左	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	右		
内	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	4	10	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	内
外	3	3	3	8	2	2	2	1	2	6	2	3	10	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	外



歯周ポケット測定値 □ 1~3 □ ~5 □ ~8 □ 9~
 ポケット値のアンダーライン: 前回検査より 2mm以上、青-改善、赤-悪化
 4mm以上 9 (%) 平均 2.5 mm
 前回検査 0(0%) 0(0%)



歯周病は、歯と歯を支える骨に起こる病気です。プラークが歯肉の中に侵入し炎症を起こします。（歯肉炎）更に進行し歯を支える骨が破壊され、歯周ポケットが深くなります。（歯周炎）

一般的に、歯周ポケットは3mmまでが正常値で、それを超えると病的なポケットといえます。

歯周ポケットが深いと汚れが溜まりやすく、歯周病が悪化しやすくなります。一般的にポケットが3mmを超えたり、4mm以上のポケット率が30%以上の場合には要注意です。またポケット値が前回より深くなっている場合は歯周病が進行している可能性があるため、特に注意が必要です。